

OWANDY-CAM^{HD}

**USNADNĚTE SI KOMUNIKACI S PACIENTY
DIGITÁLNÍ INTRAORÁLNÍ USB KAMERA**

Owandy-Cam



Usnadňuj e komunikaci s pacienty a přijetí léčebného postupu

Vysvětlujte pacientům klinické postupy snadněji! Vaši pacienti se budou cítit více zapojeni do procesu a budou mu více důvěřovat.



4 režimy snímání


Tento systém bez nutnosti ostření poskytuje větší hloubku ostrosti a vysokou kvalitu snímků. Aniž by jste museli systém jakkoliv konfigurovat, obdržíte perfektně ostré snímky od úsměvu až po jednotlivý zub - a navíc ušetříte čas!

1



ÚSMĚV

2



INTRAORÁLNÍ

3



INTRAORÁLNÍ

4



MAKRO



100% integrována
Owandy-Cam HD je plně kompatibilní
se všemi hlavními softwarovými řešeními
pro správu ordinace.

Owandy
RADIOLOGY

Owandy
RADIOLOGY



Ergonomický design a širokoúhlá čočka se záběrem 105°

Její zakřivený tvar a velmi tenká hlava, zajišťuje větší pohodlí pacienta a zabraňuje poranění úst.

Zorný úhel 105° ji odlišuje od ostatních kamer na trhu, protože umožňuje efektivnější průzkum distálních oblastí.



Uživatelsky přívětivá

Pořizujte záznamy jednoduchým přejetím dotykového tlačítka. Žádné rozmazané snímky, což Vám umožní pracovat s naprostou jistotou.

Díky USB-2 připojení, můžete kameru snadno přenášet a sdílet se svými kolegy a spolupracovníky!

Technické parametry

Senzor	1/4" Sony CCD s vysokou citlivostí
Snímkovací frekvence	50 snímků / sek
Osvětlení	8x LED
Nastavení	bez ostření, velká hloubka ostrosti
Zorný úhel	105°
Délka USB kabelu	2.5 m
Rozměry (D x Š x V)	205 x 28 x 24 mm
Tloušťka intraorální části	11 mm
Váha	55 g
Spoušť	dotykové tlačítko




Systém "Push & Pull"
Owandy-Cam HD bez problémů zapadne do Vašeho zubařského křesla, stejně tak jako Vaše ostatní nástroje.



DIGITÁLNÍ WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY

KOMPLEXNÍ SORTIMENT PRO SPLNĚNÍ VŠECH VAŠICH POŽADAVKŮ



BR_OWANDY-CAMHD_EN_REV02

Owandy
RADIOLOGY

2, rue des Vieilles Vignes - 77183 Croissy-Beaubourg - FRANCE
Tel.: +33 1 64 11 18 18- info@owandy.com - www.owandy.com